

MUNIX

Utrustning: SynergyEdx

Exempel på frågeställningar där det kan vara av nytta:

Polyneuropati

Myopati

Motorneuronsjukdom

Postpolio

N. ulnaris - Abductor digiti mini (ADM)

N. fibularis - Tibialis anterior (TA)

N. tibialis - Adductor hallucis (AH)

N. fibularis - Extensor digitorum brevis (EDB)

Välj testmapp MUNIX

- Välj MUNIX
- Välj nerv/muskel

Kontrollera att stimuleringsintensiteten är på 0V.

I detta program syns alltså spänningen inte strömstyrkan. Max är 400V.

- Gör en elektrisk stimulering genom att trycka *switch*. Supramaximal.
- Därefter går man till nästa rad genom att trycka *trace* - pil nedåt.
- Börja med en svag aktivering. Tryck på *trace* – pil nedåt.
- Öka aktiveringsgraden succesivt till man uppnått maximal kraft. Upprepa en gång till. När man har värden på tjugo svep så är man klar.