

Hygien- och materialrutiner för EMG

Ansvarig: SÖ/Meg

- Papperslakan till undersökningsstolen
 - Handskar i tre storlekar
 - Vita kompresser
 - Plåster
 - Klorhexidinsprit till hudinfektion
 - Petriskål fylld med kranvatten
 - Engångsjordar
 - Tejp
 - Plastburk för riskavfall
-
- Koncentriska nålar kasseras efter avslutad undersökning i plastburken för riskavfall.

Desinfektion

- Desinfektera händerna före och efter varje patient.
 - Desinfektera patientens hud.
 - Blodspill skall *omedelbart* avlägsnas med desinfektionsmedel. Finns vid tvättstället.
-
- Desinfektera patientstolens armstöd dagligen
 - Desinfektera filtassarna i desinfektionsmedel (minst 30 min.), kasta orena tassar.
 - Desinfektera utrustning, kablar, undersökningsbord och tangentbord vid behov, dock minst 1 ggn/vecka. Våttorka bänkar, hyllor etc.
 - Örngott, kuddvar och de handdukar som används som värmeomslag bytes vid behov, dock minst 1 ggn/vecka.

Rutin för flergångsnålar

Lägg i rondskål med desinfektionsmedel av undersökande läkare.
Nålen skall ligga i badet minst 30 min. innan den sköljs, torkas och packas för sterilisering.

• **Single Fibre-nålar och Macro-nålar:**

- skölj efter desinfektion nålen i avjoniserat vatten (Milli-Q) och torka väl med tork.
- förankra nålen i tork
- fyll i sterilcentralens lista. Lägg detta i en vit plastpåse och knyt ihop.
- Sterilcentralens inlämning ligger i kulverten vid ing. 70. Ring på dörrklockan.
- Hämtning vid annan dörr dagen efter. Ring på klockan.

Allmänt vid service av nålelektrod:

- nålen fästes i tork, märk med service på torken, lägg elektroden i nålbad (sprit).
- sterilisera efter beskrivning ovan, därefter inlämning för service.

Vid misstänkt eller känd blodsmitta:

- allt nedblodat material kastas i kartong för riskavfall
- icke nedblodat material kastas i vanligt avfall efter avslutad undersökning
- torka omedelbart upp blodspill med desinfektionsmedel
- använd i största möjliga utsträckning engångsnålar som kastas i plastburken för riskavfall efter avslutad undersökning
- om flergångsnål måste användas - lägg hela elektroden i plåtkärl med desinfektionsmedel i minst 30 min. efter avslutad undersökning. Hantering i övrigt enl. beskrivning ovan.
- rengör kärlet i diskmaskinen i sköljen.

BMA med ansvar för EMG-rutiner:

Margareta Grindlund

Ansvar för att rutinerna följs:

Susanne Östgren, hygienombud

Godkännes:

AC

Sektionsledare

g:\metod\emg\hygien.doc