

Segmentell SEP

Avd. för Klinisk Neurofysiologi
NC, Akademiska sjukhuset
970616
kommenterad bn 2003-01-13
genomläst bn 2008-05-22

Övre extremiteter

Stimulering:

- n **Cutaneus antebrachii lateralis** (C5) stimuleras på laterala sidan av nedre delen av biceps med vanlig sensorisk kabel. Vid optimal stimulering erhålls parestesier utefter underarmens radialsida. (*Position enl Eisen fig 6. Underarmen nästan uppe vid armbågsvecket bn 2003-01-13*)
- n **Cutaneus antebrachii medialis** (Th 1) stimuleras på underarmens mediala sida. Vid optimal stimulering erhålls parestesier utefter underarmens ulnara sida.
- **Dig I** (C6) stimuleras med ringelektroder.
- **Dig III** (C7) stimuleras med ringelektroder.
- **Dig V** (C8) stimuleras med ringelektroder.

Registrering:

Registrerande elektroder och registreringsteknik är desamma som vid medianus-SEP.

g:\metods\ep\segsep\segsepa.doc