

Hygien och materialrutiner vid anala EMG-undersökningar

- Engångsmaterial i största möjliga utsträckning
 - Handskar
 - Rondsålar i papper och cellstoff
 - Papperslakan och blått underlägg på undersökningsbritten.
 - Glidmedel i engångsmugg
 - Koncentrisk nålelektrod
- Eventuellt pudenduselektrod för stim/reg

Desinfektion:

- Var noga med handhygien.
- Torka omedelbart upp spill med tvättilapp indränkt med desinfektionsmedel
- Rostfria utensilier diskas.
- Kasta allt engångsmaterial i papperskorg
- Rengör undersökningsstol, kablar, rullbord och apparatur med desinfektionsmedel mellan varje undersökning
- Kasta koncentrisk nålelektrod i plastburk för riskavfall efter avslutad undersökning
- Nålkabeln torkas med desinfektionsmedel.

BMA med ansvar för EMG-rutiner: Margareta Grindlund

Ansvar för att rutinerna följs: Susanne Östgren