

METOD: REFERENSVÄRDEN

ES/MG 2000-02-01

Ansvarig: Erik Stålberg, Margareta Grindlund

Tidsåtgång: -

Laboratoriets referensvärden uppdateras kontinuerligt. Loggbok finns över tillgängliga normalvärden.

Vid insamling av nya referensvärden gäller:

Definiera parametrarna i arbetsgrupp

Definiera inklusionskriterier, exklusionskriterier för ingående personer/patienter

Definiera tekniska parametrar (filter, procedur osv)

Vid insamling av referensvärden för patologiska tillfällen skall diagnoskriterierna noga anges.

Vid avslutad insamling görs kvalitetskontroll enligt speciella kriterier som varierar beroende på metod.

Därefter görs statistisk analys enligt tidigare mönster.

Loggbok förs över status av pågående normalvärdes insamling.

När nya normalvärden föreligger införs detta i samråd med Stefan i Keypoint och personalen meddelas. Tidpunkt och Keypoint nummer som gäller vid införandet registreras noggrant i laboratoriets loggbok.